

超微重金屬元素分析地圖

因應USP232/233重金屬檢測設備

全自動酸蒸氣清洗系統
Milestone TraceCLEAN
高溫酸蒸氣清洗設備，快速且有效的降低分析背景值



降低批次間交叉汙染

降低酸使用之成本




超純酸製造系統
Milestone DuoPUR
以次沸騰方式快速將試藥級酸製備成超純酸，大幅降低酸使用之成本



樣品

直接汞進樣分析
Milestone DMA 80
不須樣品前處理，以高效率方式進行汞元素分析



汞砷分析專案



微波消化前處理
Milestone Ethos UP



原子螢光汞砷分析
PSA Merlin & Excalibur
利用原子螢光法搭配氫化裝置對汞砷元素進行精確地分析



感應耦合電漿質譜儀
GBC Optimass ICP-MS

超純水製造系統
Evoqua LaboStar™



利泓科技有限公司
Rightek Co., Ltd.

潘守謙 0975276022
南區銷售工程師